

Over het product

Materiaal:	PE
Kleur:	Blauw
Model:	Schoenovertrek
Afmetingen:	410 x 150mm (+- 5%)
Kwaliteit:	40my (+- 5%)
Statistiekcode:	39262000
Land van herkomst:	China
Buitenverpakking:	Kartonnen omdoos
Binnenverpakking:	PE zak

Artikelcode	Kleur	Omdoos	Pallet
786	Blauw	20x100	24 Dozen

EAN-codes

Artikelcode	PE zak	Omdoos
786	8716244004255	8716244004262

Toepassing

De CMT schoenovertrek biedt bescherming volgens categorie 1; minimale risico, en bedekt de gehele schoen. Geschikt voor gebruik in alle hygiënische omstandigheden.

Opslag voorschriften en houdbaarheid



De CMT schoenovertrek heeft een houdbaarheid van 3 jaar vanaf productiedatum wanneer volgende opslagvoorschriften worden nageleefd:

Temperatuur:	Tussen de -5°C en 40°C.
Luchtvochtigheid:	Onder de 80%.
Zonlicht:	Buiten het bereik van direct zonlicht.
Hoge frequentie	Buiten het bereik van apparatuur met hoge frequentie.



Sterilisatiemogelijkheden

Gammastraling:	Nee
Autoclaaf:	Nee
ETO:	Ja
	Voorbehandelingscyclus 16 – 72 uur
	Gas contact – 3 uur / 850 mg
	Verdampen 48uur opt 40°C



Wetgeving, normeringen en symbolen

De CMT schoenovertrek voldoet aan de volgende wetgeving(en) en normering(en):

-  Conformité Européenne.
-  Dit product is voor eenmalig gebruik.
-  De dispensers en omdoos zijn gemaakt van recyclebaar karton.
-  Voor dit product is een productspecificatie aanwezig.

Geïmporteerd en gedistribueerd door

Cemex Trescon B.V.
Spectrumlaan 5
2665NM Bleiswijk
Nederland
(T) +31 (0)79 346 60 00
(F) +31 (0)79 346 60 22
info@cemextrescon.nl
www.cemextrescon.nl



Cemex Trescon B.V. is
BRC S&D gecertificeerd sinds
2007.